

**Prefeitura Municipal de Campinas /SMS**  
**De: Centros de Referência Policlínica III e Amb. Ouro Verde**  
**Para: Coordenação dos Centros de Saúde**

Para melhorar a qualidade dos eletrocardiogramas realizados, bem como diminuir o desperdício com exames inadequados para laudos, sem as devidas especificações e identificações, com gasto de tempo e material, sugerimos alguns pontos simples a serem observados:

- Para a realização de um bom exame, é necessário um ambiente tranquilo e um paciente tranquilo. Respeitar a privacidade do paciente.
- Evitar ambientes muito frios. Retirar relógios, pulseiras, chaves.
- Limpar a pele com álcool. Posicionar corretamente os eletrodos, conforme quadro anexo.
- Calibrar o aparelho em N, velocidade 25 mm/seg (padrão)
- **SEMPRE REGISTRAR A CALIBRAÇÃO** no início da tira do ECG.
- Registrar 4 ciclos em cada uma das 12 derivações. Fazer DII mais longa.
- Se necessário N/2 (ondas muito amplas no traçado) ou 2 N (ondas muito pequenas), anotar no traçado.
- Identificar as derivações na tira do exame (DI;DII;DIII;aVR;aVL;aVF;V1;V2;V3;V4;V5;V6)
- Anotar na tira do exame o NOME DO PACIENTE, A IDADE, A DATA e a assinatura de quem o realizou.
- Dobrar o exame pelo meio, novamente pelo meio, seguindo esta seqüência, facilitando, assim, a abertura e fechamento do mesmo.
- **EXAMES PARA LAUDO:** Todo ECG enviado para laudo deverá ter sido avaliado pelo médico que o solicitou (para constatação da necessidade do laudo), com carimbo e assinatura deste profissional na tira do exame e o motivo da solicitação médica. Os exames deverão ser colados no impresso “pedido de exame”, deixando-se espaço para o registro do laudo. Apenas dobrar o papel sobre o exame e fixar com clips. **Não grampear o exame!** Anotar: o tipo físico do paciente (quando fugir do padrão normal, por ex: se for muito obeso, gestante...) e a medicação em uso. **Lembrar que o médico que vai dar o laudo não conhece o paciente!**

Agradecemos desde já, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.