# FLUXO DE ENCAMINHAMENTO

#### Algoritmo de investigação de Hepatite C



## ALGORÍTMO DE INVESTIGAÇÃO DE HEPATITE B

Suspeita de hepatite B HBsAg/Anti -H Bctotal

HBsAg + AntiHBc +

HBsAg + AntiHBc -

Hepatite aguda ou crônica

Falso + Inicio fase aguda

Encaminhar para Referência VIA SOL

Repetir HBsAg e Anti -H Bc

HBsAg + Anti-HBc + HBsAg – Anti-HBc +

Encaminhar para Referência VIA SOL

#### ALGORÍTMO DE INVESTIGAÇÃO DE HEPATITE B

Suspeita de hepatite B ou C HBsAg/Anti-HBctotal

> HBsAg – Anti-HBc +

HBsAg -Anti-HBc -

Falso Positivo Janela Cura Individuo Susceptivel VACINAR

Repetir Anti-HBc Pedir antiHBs Encaminhar para Referência Via SOL

AntiHBc + AntiHBs + CURA=ALTA

Anti-HBc + Anti-HBs -

Repetir após 3 meses

**Persitência** 

### Encaminhamento para unidades de Referência

Hepatite C: 2 exames de Anti-HCV positivos
 Exames de ALT, AST e GAMAGT
 Ficha de notificação preenchida
 Número do cartão SUS

· Hepatite B: Exame de HBsAg positivo

**Exames de ALT, AST e GAMAGT** 

Ficha de notificação preenchida

Número do cartão SUS